

LMS Harmony Hotplate Stirrer HTS-1003

Prägnanter Verkaufstext (B2B-Markt Schweiz)

Zum Verkauf steht ein zuverlässiger und präziser Labor-Heizmagnetrührer **LMS Harmony HTS-1003** aus Schweizer Laborauflösung. Das Gerät befindet sich in einem technisch einwandfreien, **voll funktionsfähigen und getesteten Zustand**. Äusserlich weist die weiße Keramik-Heizplatte geräteübliche, leichte Gebrauchsspuren auf (siehe Abbildung), welche die einwandfreie Funktion in keiner Weise beeinträchtigen. Ideal für den professionellen Einsatz in Forschung, Analytik und Ausbildung. Sofort einsatzbereit inkl. passendem Rührfisch.

1. Phase 1: Technische Spezifikationen

TECHNISCHE EIGENSCHAFT	SPEZIFIKATION / MESSWERT
Modell / Typ	HTS-1003 (Hersteller: LMS / Labtech)
Temperaturbereich	Ambient +5 °C bis 380 °C
Rühdrehzahl	60 bis 1500 rpm (elektronisch geregelt, konstanter Gleichlauf)
Heizleistung & Verbrauch	Max. 500 W, 3 A
Spannungsversorgung	AC 220 V, 50 Hz, 1P
Aufstellplatte / Material	Keramikbeschichtete Edelstahl-Arbeitsplatte (weiß, chemikalienbeständig)
Abmessung Arbeitsfläche	ca. 180 x 180 mm (7" x 7")
Gehäusekonstruktion	Pulverbeschichteter Aluminiumgusskorpus (korrosionsbeständig)

Geometrische & Physikalische Daten

PARAMETER	ANGABE / KLASSIFIKATION
Seriennummer	05070703 Verifiziert
Baujahr / Alter	ca. 2005–2010 (Herstellungsperiode gem. Chargenstruktur)
Zolltarifnummer (HS-Code)	8419.8990 (Laborapparate zum Erwärmen/Rühren)

Verifizierung & Transportdaten

2. Phase 2: Marktwert-Einschätzung (Schweizer Markt)

Basierend auf aktuellen B2B-Handelswerten für geprüfte Gebrauchtinstrumente im Schweizer Laborsektor ergibt sich für diesen Artikel folgendes Wertfenster:

KATEGORIE	BETRAG / EINSCHÄTZUNG
Realistischer Wiederverkaufswert	CHF 180.00 bis CHF 280.00 (geprüft & funktionsfähig)
Neupreis (Referenz)	ca. CHF 650.00 – 850.00
Zustandsbewertung	Technisch: Einwandfrei (100% Funktion) Optisch: Gut mit leichten Nutzungsspuren auf der Keramikplatte

Transportdaten & Logistik

Für eine sichere und beschädigungsfreie Logistik innerhalb der Schweiz (PostPac Priority/Economy oder Spedition) sind folgende Abmessungen und Richtwerte zu berücksichtigen:

LOGISTIKPARAMETER	WERT / MASSANGABE
Geräteabmessungen (B x T x H)	ca. 205 x 260 x 110 mm
Nettogewicht Gerät	ca. 3.2 kg
Empfohlene Transportverpackung	Doppelwandiger Versandkarton mit antistatischer Luftpolsterfolie / Formschaum (Paketdienst-Klasse bis 5 kg)

3. Phase 3: Dokumentationshinweis

Dieses Datenblatt dient als professionelle Grundlage für den internen Anlagenachweis, die Weiterveräußerung im B2B-Bereich oder als Begleitdokument für den Gerätetransport in Schweizer Laboratorien. Alle Angaben wurden anhand der Typenschildanalyse und Herstellerspezifikationen verifiziert.