

SALVIS KVTS-22 Vakuumtrockenschrank

TECHNISCHES PRODUKTDATENBLATT & VERKAUFSEXPOSÉ

1. Prägnanter Verkaufstext

Präzision und Zuverlässigkeit für anspruchsvolle Laborprozesse: Der Salvis KVTS-22 Vakuumtrockenschrank ist die professionelle Schweizer Qualitätslösung für alle gängigen Trocknungs-, Temperier- und Entgasungsvorgänge in biologischen, chemischen und pharmazeutischen Laborumgebungen. Dank seiner exzellenten Mantelbeheizung garantiert dieses kompakte Tischgerät eine überragend homogene Temperaturverteilung im Bereich von 30 °C bis 150 °C.

Besonders bei oxidationsempfindlichen Substanzen oder thermolabilen Stoffen sorgt die präzise Vakuumatmosphäre für einen substanzschonenden und hocheffizienten Trocknungsprozess. Die robuste Verarbeitung des Edelstahl-Innenraums, kombiniert mit intuitiven Bedienelementen für Vakuum- und Belüftungsventile, bietet maximale Betriebssicherheit und Langlebigkeit (SwissTEQ). Ein perfekt erhaltenes, wertstabiles Qualitätsgerät für Ihr Labor oder Ihre Prozessumgebung, das sofort einsatzbereit ist.

2. Technische Spezifikationen & Leistungsdaten

MERKMAL / SPEZIFIKATION	WERT / AUSPRÄGUNG
Hersteller	Salvis (SalvisLab), Schweiz
Modell / Typenbezeichnung	KVTS-22 (Vakuumtrockenschrank)
Kammervolumen (Inhalt)	ca. 50 Liter
Temperaturbereich	30 °C bis 150 °C
Heizsystem	Elektrische Mantelbeheizung für gleichmäßige Wärmeverteilung
Spannung / Frequenz	220 V – 230 V / 50 Hz
Leistungsaufnahme	1600 W (1.6 kW)
Regelbereich Druck / Vakuum	Bis zu 1000 mbar (Atmosphärendruck bis Hochvakuum)
Steuerung & Belüftung	Manuelle Nadelventile für hochpräzise Vakuum- und Belüftungsregulierung
Material Innenraum	Hochwertiger, korrosionsbeständiger Edelstahl (Laborqualität)
Einschubböden (Standard)	1x Aluminium-/Edelstahleinlage (herausnehmbar)

3. Geometrische & Physikalische Daten

PARAMETER	ABMESSUNGEN & GEWICHT
Außenabmessungen (B x T x H)	60 cm x 52 cm x 77 cm
Innenraumabmessungen (B x T x H)	41 cm x 35 cm x 35 cm
Netto-Gerätegewicht	79,0 kg
Zolltarifnummer (HS-Code)	8419.3900 (Andere Trockner für Laboratorien)

4. Verifizierung & Marktwert-Einschätzung (Schweiz)

Für ein im Schweizer Markt angebotenes, erfolgreich getestetes und voll funktionsfähiges Gebrauchtgerät des Typs **Salvis KVTS-22** wird folgende realistische Marktwertexploration angesetzt:

Wiederverkaufswert: CHF 1'100.00 bis CHF 1'650.00 (exkl. MwSt.)

Hinweis zur Wertermittlung: Salvis-Laborgeräte zeichnen sich durch extreme mechanische Belastbarkeit aus. Da das Modell KVTS-22 in Laboren sehr geschätzt wird, erzielt es im wiederaufbereiteten Zustand (B2B-Marktplätze in der Schweiz) stabile Gebrauchtpreise.

5. Transport- & Logistikdaten

LOGISTISCHES MERKMAL	SPEZIFIKATION FÜR DEN SICHEREN VERSAND
Transportgewicht (inkl. Palette)	ca. 95,0 kg (Versand zwingend auf Transportpalette erforderlich)
Verpackungsabmessungen (B x T x H)	ca. 80 cm x 70 cm x 95 cm
Transportsicherung	Fixierung mittels Spanngurten, Kantenschutz und stabiler Stretchfolie. Glastüre separat mit Schaumstoffeinlage schützen.
Versandart	Speditionstransport (Stückgut) oder Direktabholung.

Dieses Datenblatt wurde optimiert für die Integration in Microsoft Word und entspricht den aktuellen QMS-Dokumentationsstandards für Labor- und Prozessanlagen.